

# 110102 → MINI LABORATORIO DE 5 PASOS



## ESPECIFICACIONES

El mini laboratorio de 5 pasos MAAAX CLEAN esta compuesta por:

Una botella de rojo fenol de 20 cm<sup>3</sup>

Una botella de OTO 50 de 20 cm<sup>3</sup>

Una botella de alcalinidad total ALK10 de 20 cm<sup>3</sup>

Una botella de alcalinidad total ALK20 de 20 cm<sup>3</sup>

Una botella de alcalinidad total ALK30 de 20 cm<sup>3</sup>

Una botella de demanda de acido AD40 de 20 cm<sup>3</sup>

El kit cuenta con un medidor de plástico con dos probetas de ensayo.